



00

EWAC
MEDICAL
We get you moving

LÍDER EN HIDROTERAPIA

www.ewacmedical.com




EWAC ENGINEERING
Change the future



EWAC INDUSTRIAL
Engineered under pressure



EWAC MARINE
Design makes the difference



EWAC MEDICAL
We get you moving

NUESTRO NEGOCIO PRINCIPAL

EWAC Medical es líder mundial como fabricante y proveedor de productos de hidroterapia. La bien conocido el papel importante que juega el agua para la rehabilitación. La rehabilitación dentro del agua equivale a una reducción del 40% de tiempo en comparación con los métodos clásicos. La base para el tratamiento profesional, teniendo las instalaciones y equipos de trabajo adecuados. EWAC Medical suministra piscinas adecuadas para cada método de hidroterapia. Nuestros pisos ajustables para piscinas se han desarrollado especialmente para su uso en los sectores de rehabilitación y terapia. Los pisos se pueden ajustar a la altura que se requiera teniendo una variedad en la profundidad, siendo ideal para cualquier tipo de terapia que se requiera y a las necesidades del paciente. De esta manera se puede crear el medio terapéutico ideal para trabajar de manera óptima.

Equipada con ventanas y una caminadora submarina integrada para ejercicios de deambulación. Para el acceso a los pacientes a la piscina pueden utilizar las escaleras barandales o con un sistema de elevación.



PISCINA MODULAR



SUELO AJUSTABLE

Equipado con barras paralelas y escaleras autoajustables para facilitar el acceso. Luces subacuáticas e indicación de la profundidad.

Producto

La gama más innovadora e integral de productos de hidroterapia en el mundo.



CONOCIMIENTO


EWAC Medical juega un papel importante en el desarrollo y divulgación sobre el conocimiento de la terapia acuática.

EXPERIENCIA

Más de 1,000 proyectos a nivel mundial de hidroterapia exitosamente terminados.


SUELO AJUSTABLE

El suelo ajustable de EWAC Medical para piscinas de terapia o de ejercicio es una solución increíblemente práctica y económica. La piscina, cuando está equipada con un suelo ajustable, puede utilizarse para diversos fines y / o disciplinas. La multifuncionalidad ofrece suficientes posibilidades tanto para terapia como para fines de ocio. EWAC Medical fabrica dos tipos diferentes de suelos ajustables: suspendidos y flotantes.



El suelo ajustable de EWAC Medical para piscinas de terapia o de ejercicio es una solución increíblemente práctica y económica. La piscina, cuando está equipada con un suelo ajustable, puede utilizarse para diversos fines y / o disciplinas. La multifuncionalidad ofrece suficientes posibilidades tanto para terapia como para fines de ocio. EWAC Medical fabrica dos tipos diferentes de suelos ajustables: suspendidos y flotantes.

El suelo suspendido es usado principalmente en piscinas terapéuticas pequeñas. La profundidad del agua se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de los pacientes. El concepto del diseño de EWAC Medical se distingue por su simplicidad técnica y la mínima necesidad de construcción.



Diseñadas especialmente para piscinas que trabajan en grupos y piscinas públicas, EWAC Medical ofrece el suelo flotante ajustable. Este tipo de suelo ajustable se puede suministrar en cada tamaño y forma requerida.



REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN ACTIVA

BICICLETA ACUÁTICA



La bicicleta acuática de EWAC Medical ha sido especialmente diseñada para la rehabilitación de ejercicios en el agua. La turbina oculta crea una resistencia, que aumenta progresivamente con la velocidad del pedaleo por parte del paciente. El sillín es ajustable en altura.



(SEMI-) PISCINAS PÚBLICA

CURSO DE OBSTÁCULOS

La pista de obstáculos convierte la piscina en un gimnasio submarino. El entrenamiento de coordinación y equilibrio se puede hacer en una etapa muy temprana de la rehabilitación. Debido a las propiedades de flotabilidad y resistencia del agua, esto ofrece una manera segura de hacer ejercicio sin el peligro de caerse.



La caminadora subacuática de EWAC Medical ha sido especialmente diseñada para ejercicios de rehabilitación en el agua. Combinando las ventajas de la reducción de la carga y con la reducción del dolor dentro del agua, balance y entrenamiento de la marcha creando menos impacto mecánico. La caminadora está disponible como una unidad independiente y como un tipo integrado en el piso ajustable.

CAMINADORA SUBACUÁTICA




Caminadora subacuática integrada

TINA DE MARIPOSA

La tina de mariposa de EWAC Medical tiene un diseño práctico y ergonómico. La forma y el tamaño garantizan una óptima libertad para el movimiento del paciente.

También provee un acceso óptimo para que el terapeuta sea capaz de asistirle a los ejercicios dentro de la tina. La tina puede estar equipada con una poderosa unidad de masaje y un sistema de filtración, incluyendo calentamiento y desinfectación.



EWAC Medical fabrica todo tipo de tanques. Desde piscinas terapéuticas, de contraste y tinas de hidromasaje con unidades bajo el agua para masaje y accesorios. Diferentes formas y dimensiones están disponibles bajo pedido.

VARIOS TIPOS DE TANQUES



TINAS PARA TRATAMIENTO DE QUEMADURAS

Las tinas de EWAC Medical para el tratamiento de quemaduras han sido diseñadas para satisfacer las demandas específicas en el área del tratamiento de quemaduras y problemas crónicos de piel. Hemos desarrollado en conjunta cooperación con expertos especialistas en el campo del tratamiento de pacientes quemados.

Las tinas para el tratamiento de quemaduras está disponible en dos diferentes versiones: altura ajustable y estacionaria. La versión de altura ajustable puede ser equipada con una tina de longitud estándar o una versión alargada para permitir que los pacientes más altos puedan sumergirse por completo para el tratamiento de las orejas y las áreas faciales..




GRUPOS EN ESPECÍFICO

- Quemaduras
- Pacientes con daños en la piel y cicatrices

PRODUCTOS DE BIENESTAR

Para equipas spas, centros de belleza o de bienestar EWAC Medical ofrece una completa variedad de tinas para masaje y otros equipos de relajación.

Los productos que ofrecemos son los mejores en su gama dando a los clientes la sensación de bien estar y relajación en un medio lujoso. Muchos de estos productos pueden ser utilizados para terapia y es por eso que son extremadamente valiosos en hospitales y en centros de rehabilitación.



EWAC MEDICAL

We get you moving



INFORMACIÓN DE CONTACTO

EWAC Medical
Dulleweg 18
1721 CT Langedijk
The Netherlands



001

EWAC Medical está certificado de acuerdo a:

ISO 9001:2008

ISO 13485:2012

Por LLOYD'S Registro en Holanda

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com