

เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำแบบ self propelled


เพียงแคก้าวเดินต่อไป  
บน Pooltrack® Curveของเรา

EWAC

**MEDICAL**

*We get you moving*





## เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำแบบ SELF PROPELLED

เราเชื่อว่าในการฟื้นฟูสมรรถภาพ คุณควรจะสามารถมอบทางเลือกในการออกกำลังกายที่หลากหลายให้แก่ผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่า การออกกำลังกายในน้ำเป็นเรื่องที่สนุก เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำแบบ SELF PROPELLED ซึ่งเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกกำลังกายแบบวงจร หรือแม้แต่โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ระบบลูกกลิ้งในการวิ่งอย่างอิสระที่เป็นเอกลักษณ์ของเราทำให้มั่นใจได้ถึงปริมาณแรงต้านที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดในการเคลื่อนไหวของขา ความเร็วในการวิ่งจะถูกกำหนดโดยผู้ที่ทำการฝึกบนเครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพาน สามารถติดตั้งเครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานไว้ในตำแหน่งก็ได้ในสระน้ำ และสามารถย้ายเข้า-ออกจากสระน้ำได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องใช้สำหรับการฝึกออกกำลังกายแบบวงจร (CIRCUIT TRAINING) หรือการฝึกแบบกลุ่ม (GROUP SESSIONS) เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำแบบ SELF PROPELLED ผลิตจากพลาสติกทนน้ำทั้งหมดรวมทั้งเหล็กกล้าไร้สนิม 316 พร้อมด้วยราวจับสแตนเลสด้านหน้าซึ่งสามารถปรับระดับความสูงได้



การออกกำลังกายในน้ำจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและเนื้อเยื่อด้วยการนำความร้อน ร่างกายจึงระบายความร้อนได้ง่ายในขณะที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น น้ำมีความปลอดภัยและมีผลกระทบระดับต่ำต่อสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย POOLTRACK® CURVE ของเรายังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูร่างกายตลอดจนการเอาชนะโรคอ้วน



EWAC Medical  
Dulleweg 18  
1721 CT Langedijk  
The Netherlands

EWAC  
**MEDICAL**  
We get you moving

+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com