



EWAC
MEDICAL
We get you moving


在水疗方面处于领先地位




EWAC ENGINEERING
Change the future



EWAC INDUSTRIAL
Engineered under pressure




EWAC MARINE
Design makes the difference



EWAC MEDICAL
We get you moving


我们的核心业务

EWAC医疗器械公司是一家在水疗产品生产和供应方面处于领先地位的一家公司。大家都知道水对于康复训练是十分重要的。跟传统的康复训练方式相比，在水中进行康复训练可以减少百分之四十的时间。然而，专业治疗是建立在有足够的工作设备的基础上。因此，EMAC医疗器械公司为每种水疗方式都提供适合的锻炼工具。针对泳池的可移动地板是我们专门为康复训练和治疗环节而研发的；同时，地板的高度也是可以调节的，这样就可以改变水的深度去满足病人的需求并且去配合相应的疗法，从而创造一个理想的治疗环境以便进行最佳的治疗。



装有窗户以及针对行走训练的、一体的水下跑步机。如需进入泳池，病人可以使用带有升降功能的楼梯或是升降系统。


组合式泳池



可调节的地板

配有双杠和自动调节楼梯，便于进出。水下的灯和深度标识

产品
世界上最创新、最全面的水疗产品



信息
EWAC医疗器械公司在研发和宣传有关水疗的信息方面扮演着一个积极的角色。

体验
在全球范围内完成了一千多个水疗项目

可调节的地板

EWAC医疗器械公司的可调节地板对于治疗或是锻炼来说都是非常实用且经济的选择。当游泳池装配有可调节的地板时，就可用于不同目的和/或训练。地板的多种功能为治疗和休闲都提供了足够多的可能。EWAC医疗器械公司主要生产两种不同类型的可调节地板：悬浮型和漂浮型。



悬浮型可调节地板主要是用在小的治疗泳池中。可根据病人的需求调整水的深度。EMAC医疗器械公司的设计概念本身是与简单的技术和最细微的构造规定区别开来的。



对于目标群体泳池以及公共泳池，EWAC医疗器械公司推荐使用公司所生产的漂浮型可调节地板。可根据具体的尺寸和形状的要求进行生产



康复训练

积极的康复训练

水下自行车


EMAC医疗器械公司的水下自行车是专为在水中的康复训练而专门设计的。隐藏的涡轮机产生阻力，阻力会随着病人蹬踩速度的增加而逐渐增大。座位的高度也是可调的。



EMAC医疗器械公司的水下跑步机是专门针对水中康复练习而设计的。它结合了在水中减轻疼痛负重、平衡和步态训练的优势，使得低机械冲击影响变小。跑步机可以单独作为一个产品使用，也可以作为可调整的地板的一部分配件。





水下跑步机



(半) 公共游泳池

障碍训练

障碍把泳池变成了水下体育馆。病人可以在康复的早期进行协调和平衡训练。因为水的浮力和阻力等特点，这样就可以为病人提供一种安全的运动方式，没有摔倒的危险。



一体的水下跑步机

蝴蝶浴缸

EWAC医疗器械公司的蝴蝶浴缸的设计非常实用且符合人体工程学。浴缸的形状和尺寸可保证病人在浴缸里自由的运动。与此同时该浴缸还给治疗师提供了一种很好的方式，让她们可以在浴缸里帮助病人锻炼。此浴缸可装配强劲的水下按摩设施以及过滤系统，加热和消毒均包括在内。

同时该浴缸还给治疗师提供了一种很好的方式，让她们可以在浴缸里帮助病人锻炼。此浴缸可装配强劲的水下按摩设施以及过滤系统，加热和消毒均包括在内。



EWAC医疗器械公司生产各种款式的浴缸，从训练池、冷热交替浴缸，涡流浴缸到水下按摩装置以及配件，应有尽有。可根据客户要求定制不同形状和尺寸的浴缸。



各种各样的浴缸

烧伤治疗浴缸

EWAC与疗器械公司的烧伤治疗浴缸专为特殊人群设计，旨在满足治疗烧伤和慢性皮肤问题的需求。研发团队与烧伤治疗领域的主要专家都有着密切的合作。

烧伤治疗浴缸主要有两种类型：一种是可调节高度浴缸，另一种是固定式的浴缸。可调节高度的浴缸可配有一个标准长度或是加长款的浴缸，由此可以让个子更高的病人完全浸入水中，以便治疗耳朵以及面部区域。



目标群体

烧伤

有着严重疤痕和其他皮肤问题的病人

健康产品

如需给水疗、美容或保健中心装配，EWAC医疗器械公司可为客户提供了一套完整的按摩浴缸及其他放松设备。

我们所提供的产品是都是系列产品中的顶级产品，可以让客户在一个奢华的环境中有一种幸福和放松的感觉。这些产品里的很多也都有助于治疗，因此对于医院和康复中心来说也都是极有价值的产品。



EWAC MEDICAL

We get you moving



联系信息

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands



根据ISO 9001:2015和ISO 13485:2012
EWAC医药公司通过劳氏质量认证。

联系电话: +31 226 313 457
邮箱: medical@ewac.nl
网址: www.ewacmedical.com