

# POOLTRACK®水下跑步机

这是训练步态和保持健康的最安全的一种方式

EWAC

**MEDICAL**

*We get you moving*





我们相信，游泳池跑步机在水中康复训练的一个重要步骤。让病人在泳池中的固定位置进行行走练习有助于治疗师对病人的水下运动进行全面的观察。如配合着我们的可移动地板系统，治疗师就可以调整训练强度，从而确保治疗师可以根据病人的身体状况以及康复进度给他们创造一个最好的康复环境。

我们提供一体的水下跑步机，可以满足关于用户友好性、调整范围和速度稳定的最高标准，。。

### 为什么低速会十分重要？

对于那些患有神经或脊髓损伤的病人来说，他们需要重新学习走路技能。所以他们需要从低速运动和深潜开始。我们的pooltrack®产品在速度为0.2公里/小时的情况下十分稳定，以此确保患者几乎可以在受过伤之后立刻开始康复训练。而受伤和开始康复训练的间隔时间不长的话就可以大大提高了康复的几率和恢复成功率。

### 简单触屏操作

您可以通过池旁那个简单且直观的触屏来调整pooltrack®水下跑步机的速度设置。您也可以遥控控制跑步机的启动、停止、加速和减速。在训练过程中，触摸屏会显示相关数值，例如实际速度和运动距离。在同一个界面上，您可以选择和改变训练项目，与此同时，跑步机的速度也随时间而变化。这种间歇训练对病人和运动员都适用。

### 功能多样

Pooltrack®水下跑步机可以集成在一个可调节的地板上，以便确保治疗师可以改变深度。当然，它也可以作为一个固定的运动机器安装，可安装在现有的池底，或是EWAC医疗组合池的池底。我们甚至可以为您提供一个升降平台，您可以将这个升降台安装在现有泳池的墙壁上，这样仍可以确保治疗师可以改变训练的深度。

### 维护简单

Pooltrack®跑步机维护费用很低。所有耐磨的部件都着相对较长的使用寿命，并且也容易替换。

### 安全性

此跑步机的所有移动部件都覆盖有护板；并且所有的缝隙和缺口都符合EN13451-1泳池设备设计的规范。它可在低压为17伏特交流电的情况下安全运行。Pooltrack®跑步机是由ISO 13458:2012认证的公司设计研发的。该认证给予公司根据《欧洲医疗器械方针》设计、生产以及测试I类医疗产品的权利。因此，Pooltrack®已注册为一个EN-MDD I类医疗设备。

根据ISO 9001:2015和ISO 13485:2012，EWAC医疗器械公司通过劳氏质量认证。EWAC医疗器械公司有权根据《欧洲医疗器械方针》设计、生产以及测试I类医疗产品。

EWAC Medical  
Galileistraat 20  
1704 SE Heerhugowaard  
The Netherlands

EWAC  
**MEDICAL**  
We get you moving

+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice