

水下自行车

虽不是您日常骑得自行车
但是两者还是非常地相似



EWAC
MEDICAL
We get you moving



EWAC公司的水下自行车是为了在水中进行骑自行车运动而专门设计的，它的最终目的是为了达到康复效果。此水下自行车具有特殊的抗性机制，这个机制可以使阻力在速度提高的同时呈指数增长。自行车的框架是由抛光的316不锈钢制成，因此十分适合在治疗池中使用。

其中独特的抗性机制是与实际骑行的情况十分相似的。如想要提高骑行速度就需要更加努力的去蹬踩。而当速度减下来时，因为惯性的缘故，所以给人的感觉是自行车仍在行进。阻力在速度提高的同时也在呈指数增长。

在水中运动可以增强心脏功能。而且由于热传导效应，人体温度也很容易降下来；与此同时，结缔组织也会变得更加灵活。并且，水可以提供一种安全和低冲击的运动环境。因此，水下自行车不仅是一种极好的康复工具，而且也可以帮助您避免肥胖。



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice