

全自动水下跑步机

仅仅是坚持行走
尽在我们的曲线型Pooltrack® Curve



EWAC
MEDICAL
We get you moving



全自动曲线型水下跑步机

我们认为在康复的过程中，您应该是能够为您的病人提供各种各样的锻炼选择的。我们也同时相信，在水中的运动肯定是特别有趣的。所以我们向您介绍我们全新的、全自动的水下跑步机。对于循环训练乃至群体有氧训练项目，它都会是十分优质的一款商品。

我们独特的空转辊系统可以确保在腿部进行运动时所承受的阻力最小，跑步速度也由跑步机上进行训练的人决定的。您可以将跑步机放在游泳池的任意位置；当您需要进行循环训练或是团体训练的时候，您也可以非常轻易地将它移进或是移出泳池。本全自动水下跑步机完全是由防水塑料以及316不锈钢制造的。并且，我们还为它的前部配备了一个可调节高度的不锈钢车把。

在水中运动可以增强心脏功能。而且由于热传导效应，人体温度也很容易降下来；与此同时，结缔组织也会变得更加灵活。并且，水可以提供一种安全和低冲击的运动环境。所以我们的Pool-track (R) Curve跑步机对于康复乃至避免肥胖都是一个特别实用的工具。



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice