



EWAC
MEDICAL
We get you moving

ผู้นำด้านธารบำบัด




EWAC ENGINEERING
Change the future



EWAC INDUSTRIAL
Engineered under pressure



EWAC MARINE
Design makes the difference



EWAC MEDICAL
We get you moving


ธุรกิจหลักของเรา

EWAC MEDICAL เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ธาราบำบัดชั้นนำของโลก เป็นที่รู้กันดีว่าน้ำมีความสำคัญสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย การฟื้นฟูร่างกายในน้ำส่งผลให้ใช้เวลาลดลงได้ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม พื้นฐานสำหรับการรักษาอย่างมืออาชีพคือการมีสถานบริการและอุปกรณ์ในการดำเนินงานที่เพียงพอ EWAC MEDICAL จึงได้จัดหาธาราบำบัดที่เหมาะสมสำหรับการทำธาราบำบัดทุกวิธี พื้นสระแบบปรับระดับได้สำหรับสระว่ายน้ำ ถูกรอกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในส่วนของการฟื้นฟูและการบำบัด พื้นสระดังกล่าวสามารถปรับระดับความสูงได้ดังนั้นจึงทำให้สระน้ำมีระดับความลึกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและวิธีบำบัดที่เลือกใช้ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสร้างสถานการณ์ในการบำบัดที่เอื้อต่อการบำบัดได้อย่างเหมาะสมที่สุด

มีช่องหน้าต่างและเครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำสำหรับการเดินออกกำลังกาย ในการลงสระน้ำ ผู้ป่วยสามารถใช้บันไดลาดหรือระบบยกผู้ป่วยตามรางเลื่อนเหนือศีรษะได้



สระน้ำก็สำเร็จรูปออกแบบได้ตามใจลูกค้า




พื้นสระแบบปรับระดับได้

พร้อมด้วยบาร์คู่มือสำหรับพยุงตัวและบันไดที่ปรับระดับได้ด้วยตนเองเพื่อให้การขึ้นลงสระทำได้ง่าย มีไฟส่องสว่างในน้ำและตัวแสดงระดับความลึก

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ธาราบำบัดที่หลากหลายครอบคลุมและทันสมัยที่สุดในโลก



ความรู้


EWAC MEDICAL มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านธาราบำบัด

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการธาราบำบัดที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก


พื้นสระแบบปรับระดับได้

เมื่อสระธาราบำบัดติดตั้งพร้อมครันด้วยพื้นสระแบบปรับระดับได้ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์และ/หรือการฝึกต่างๆ ฟังก์ชันการใช้งานสารพัดประโยชน์จึงมอบโอกาสที่เพียงพอสำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งด้านการบำบัดและการพักผ่อน EWAC MEDICAL ได้ผลิตพื้นสระแบบปรับระดับได้จำนวนสองแบบที่ต่างกัน คือ แบบแขวน (SUSPENDED) และแบบลอยตัว (FLOATING)



พื้นสระแบบปรับระดับได้หรือสระธาราบำบัดของ EWAC MEDICAL เป็นการตอบโจทย์ด้านการใช้งานและด้านเศรษฐกิจได้อย่างเหลือเชื่อ

โดยส่วนใหญ่ สระธาราบำบัดขนาดเล็กจะใช้พื้นสระที่ปรับระดับได้แบบแขวน จึงทำให้สามารถปรับระดับความลึกของน้ำได้ตามความต้องการของผู้ป่วย EWAC MEDICAL มีแนวคิดในการออกแบบให้พื้นสระดังกล่าวมีความโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายทางเทคนิคและข้อกำหนดด้านการก่อสร้างที่น้อยที่สุด



สำหรับสระน้ำที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสระว่ายน้ำสาธารณะ EWAC MEDICAL ขอแนะนำเสนอพื้นสระที่ปรับได้แบบลอยตัว พื้นสระแบบนี้ใช้งานได้กับสระทุกรูปแบบที่มีขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการ



การฟื้นฟูร่างกาย

การฟื้นฟูที่ทำได้โดยผู้ป่วย



เครื่องฝึกออกกำลังกายในน้ำโดยใช้จักรยานของ EWAC MEDICAL ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูร่างกายในน้ำ ใบบัดที่ซ่อนอยู่จะสร้างแรงต้านซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยการทำความเร็วในการปั่นของผู้ป่วย สามารถปรับระดับความสูงของคันเหยียบจักรยานได้



สระ (กึ่ง) สาธารณะ

การบริหารด้วยเครื่องกีดขวาง

การบริหารด้วยเครื่องกีดขวางจะเปลี่ยนสระน้ำให้กลายเป็นโรงยิมในน้ำ ในระยะแรกๆ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพอาจฝึกประสานสัมพันธ์ (COORDINATION) และการทรงตัว (BALANCE) เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติของแรงลอยตัวและแรงต้าน จะช่วยให้การออกกำลังกายในลักษณะนี้มีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายจากการหกล้ม



เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำของ EWAC MEDICAL ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูร่างกายในน้ำ อุปกรณ์ดังกล่าวผนวกข้อดีของการรับน้ำหนักกับการลดความเจ็บปวดในน้ำเข้าด้วยกัน การฝึกทรงตัวและการฝึกเดินโดยสร้างผลกระทบเชิงกลในระดับต่ำมาก เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานพร้อมให้บริการทั้งการติดตั้งแบบลอยตัว (STAND ALONE) และแบบฝังเข้ากับพื้นสระที่ปรับระดับได้

เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำ




เครื่องฝึกการออกกำลังกายแบบสายพานในน้ำแบบบูรณาการ

อ่างแช่น้ำรูปสี่เหลี่ยม

อ่างแช่น้ำรูปสี่เหลี่ยม ของ EWAC MEDICAL ถูกออกแบบตามสรีรศาสตร์และการใช้งานได้อย่างแท้จริง อ่างน้ำมีรูปทรงและขนาดที่รับประกันว่าผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระดีที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ร่างกายบำบัดสามารถเข้าหาและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในขณะที่ทำกายบริหารในอ่างแช่น้ำได้อย่างเหมาะสม สามารถติดตั้งเครื่องนวดในน้ำที่มีประสิทธิภาพและระบบกรองน้ำในอ่างแช่น้ำได้รวมถึงระบบทำความร้อนและการฆ่าเชื้อด้วย



EWAC MEDICAL ผลิตอ่างแช่น้ำในรูปแบบต่างๆ นับตั้งแต่สระธาราบำบัด อ่างแช่น้ำร้อนเย็น (CONTRAST) และอ่างน้ำวน (WHIRLPOOL) ตลอดจนเครื่องนวดในน้ำและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สามารถกำหนดรูปทรงและขนาดในแบบต่างๆได้ตามที่คุณต้องการ



อ่างแช่น้ำแบบต่างๆ

อ่างอาบน้ำเพื่อการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ผิวหนังเรื้อรัง อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

อ่างอาบน้ำเพื่อการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีสองรุ่นที่แตกต่างกันซึ่งพร้อมให้บริการแล้วในวันนี้ คือ รุ่นที่สามารถปรับระดับความสูงได้และแบบระดับความสูงคงที่ รุ่นที่สามารถปรับระดับความสูงได้จะใช้ได้กับอ่างที่มีความยาวแบบมาตรฐานหรืออ่างทรงรีเพื่อรองรับผู้ป่วยที่สูงกว่าระดับมาตรฐานทำให้สามารถแช่ตัวได้อย่างสมบูรณ์เพื่อการรักษาและบริเวณใบหน้า



กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
- ผู้ป่วยที่มีแผลเป็นชนิดรุนแรงหรือปัญหาทางด้านผิวหนังอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาพดี

สำหรับอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการในธุรกิจสปา ศูนย์บริการด้านความงามหรือด้านสุขภาพ EWAC MEDICAL ขอแนะนำอ่างนวดที่สมบูรณ์แบบในหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการผ่อนคลายอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นรุ่นยอดนิยมของประเภทนั้นๆซึ่งจะมอบความรู้สึกผ่อนคลายและสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่หรูหรา มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จำนวนหลายชิ้นที่เอื้อต่อการบำบัดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีคุณค่าเป็นอย่างมากสำหรับโรงพยาบาลและศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู



EWAC MEDICAL

We get you moving



ข้อมูลการติดต่อ

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC MEDICAL ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้

ISO 9001:2015

ISO 13485:2012

โดยบริษัท ลอยด์ส วีจีเอสเตอร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

+31 226 313 457

medical@ewac.nl

www.ewacmedical.com