

จักรยานไต่หน้า

ไม่ได้เป็นจักรยานธรรมดาๆของคุณ
...แต่มีความยอดเยี่ยมเหมือนกัน



EWAC
MEDICAL
We get you moving

www.ewacmedical.com



จักรยานใต้น้ำของ EWAC ถูกออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานในน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูร่างกาย เครื่องดังกล่าวพร้อมครันด้วยกลไกแรงต้านที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก่อให้เกิดความต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมด้วยความเร็วที่ใช้ในการปั่น โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม 316 ที่ขัดเงาทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในสระธาธาราน้ำบำบัด

การออกกำลังกายในน้ำจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและเนื้อเยื่อด้วยการนำความร้อน ร่างกายจึงระบายความร้อนได้ง่ายในขณะที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น น้ำมีความปลอดภัยและมีผลกระทบระดับต่ำต่อสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย จักรยานใต้น้ำจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูร่างกายตลอดจนการเอาชนะโรคอ้วน

กลไกแรงต้านที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันกับสภาวะในการปั่นจักรยานจริง การเพิ่มความเร็วจึงจะแข็งแรงมาก ความเร็วที่ลดลง แรงเฉื่อยทำให้รู้สึกว่าการปั่นยังคงปั่นต่อไป ความเร็วทำให้แรงต้านเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice