

BICICLETA SUMERGIBLE

NO TU ORDINARIA BICICLETA...

...PERO MUY SIMILIAR.



EWAC

MEDICAL

*We get you moving*





la bicicleta sumergible de EWAC está diseñada para realizar ejercicios de ciclismo en el agua con propósitos de rehabilitación. Está equipada un único mecanismo de resistencia el cual causa que la resistencias se incrementa exponencialmente con la velocidad del pedaleo. El arco está fabricado con acero inoxidable pulido 316 siendo ideal para el uso de la rehabilitación en agua.

El mecanismo único de resistencia asemeja a las condiciones de un ciclismo de verdad. Incrementar la velocidad requiere un esfuerzo considerable. Cuando se disminuye la velocidad, la inercia dará la sensación que la bicicleta sigue andando. La resistencia incrementa exponencialmente con la velocidad.

El ejercicio en el agua aumenta la eficiencia del corazón y debido a la conductividad térmica, el cuerpo se enfría fácilmente mientras que el tejido conectivo se vuelve más flexible. El agua es un medio ambiente seguro y de fácil realización de ejercicios de bajo impacto. La bicicleta sumergible es una excelente herramienta para la rehabilitación, así como para combatir la obesidad.

EWAC Medical está certificado por el registro de calidad Lloyd's de acuerdo a ISO9001 e ISO 13485.



EWAC Medical  
Galileistraat 20  
1704 SE Heerhugowaard  
The Netherlands

EWAC  
**MEDICAL**  
*We get you moving*

+31 226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.com

Subject to change without notice