

UNTERWASSER FAHRRAD

NICHT WIE EIN GEWÖHNLICHES FAHRRAD

ABER ERSTAUNLICH ÄHNLICH



EWAC

MEDICAL

We get you moving





Wir glauben, dass Sie in der Rehabilitation eine breite Palette von Übungsmöglichkeiten anbieten können sollten. Wir glauben auch, dass das Trainieren im Wasser Spaß machen sollte. Das EWAC Unterwasserfahrrad wurde für Radsportübungen im Wasser für Rehabilitationszwecke konzipiert.

Es ist mit einem einzigartigen Widerstandsmechanismus ausgestattet, der einen exponentiellen Anstieg des Kraftaufwands entsprechend der Bewegungsgeschwindigkeit bewirkt. Der Rahmen besteht aus poliertem Edelstahl 316 und ist daher für den Einsatz in einem Therapiepool hervorragend geeignet.

EWAC Medical ist Lloyd's Register Quality, zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485.

Dieser einzigartige Widerstandsmechanismus ähnelt stark den tatsächlichen Bedingungen beim Radfahren. Das Erhöhen der Geschwindigkeit steigert erheblich die therapeutische Wirkung der Anwendung.

Wenn Sie langsamer werden, vermittelt die Trägheit das Gefühl, dass das Fahrrad noch fährt. Der Widerstand steigt und fällt exponentiell zur Geschwindigkeit..

Sport im Wasser steigert die Leistungsfähigkeit des Herzens und aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Wassers kann der Körper leicht gekühlt werden, während das Bindegewebe flexibler wird. Wasser bietet eine sichere Trainingsumgebung. Das Unterwasserfahrrad eignet sich hervorragend zur Rehabilitation und zur Reduzierung des Körpergewichts..



EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
The Netherlands

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus dieser Broschüre können Sie keine Rechte ableiten.