


POOLTRACK® CAMINADORA SUMERGIBLE

LA FORMA MÁS SEGURA DE ENTRENAR
MARCHA Y EQUILIBRIO

EWAC
MEDICAL
We get you moving

The logo graphic for EWAC Medical features a stylized, flowing blue and orange wave or ribbon shape that curves around the text. Small white circles are placed along the curves of the wave.

www.ewacmedical.com



Creemos que las caminadoras dentro de las piscinas son el siguiente paso en la rehabilitación. La habilidad de realizar ejercicios de marcha en un punto fijo dentro de la piscina ayuda al terapeuta a realizar un perfecto análisis de la marcha del paciente dentro del agua. En combinación con nuestro piso ajustable, el entrenamiento en diferentes profundidades crea para el terapeuta las óptimas condiciones para una excelente rehabilitación, basada en el progreso y la condición física del paciente.

Nosotros proveemos caminadoras integradas bajo el agua, las cuales tienen los estándares más altos de calidad y siendo de fácil manejo, ajustándose al rango y a la velocidad.

¿Por qué las velocidades bajas son importantes?

Pacientes que sufren de las secuelas neurológicas o daño espinal necesitan reaprender la habilidad de caminar empezando con un paso lento y con una mayor profundidad. Nuestra Pooltrack tiene una excelente estabilidad en la velocidad tan baja como 0.2 km/h, ayudando a los pacientes a empezar su entrenamiento lo antes posible después de haber sufrido el accidente. Un periodo corto entre el accidente y la rehabilitación temprana mejora la posibilidad de una recuperación exitosa.

Fácil de controlar y con pantalla táctil intuitiva

Ajustar la velocidad de la caminadora sumergible Pooltrack se realiza en una pantalla táctil de lado de la piscina de manera fácil e intuitiva. Incluye un control remoto para empezar, parar, acelerar y disminuir la velocidad de la caminadora. La pantalla táctil se pondrán observar diferentes valores durante el entrenamiento como por ejemplo; la velocidad actual y la distancia recorrida. En la misma interface, es posible seleccionar y modificar los diferentes programas de entrenamiento, en donde la velocidad de la caminadora

puede modificarse. Estos intervalos de entrenamiento se adecuan perfectamente a los pacientes deportivos o atletas.

Versátil

La caminadora sumergible Pooltrack se puede integrar a un suelo ajustable, dejando que el terapeuta pueda modificar la profundidad. También se puede instalar como una maquina estacionaria de ejercicio, en el suelo de una piscina ya existente o en el suelo de una piscina Medical Modular de EWAC. Incluso podemos proporcionar una plataforma de elevación, instalada en la pared de una piscina existente, permitiendo al terapeuta cambiar la profundidad en el entrenamiento.

Fácil mantenimiento

Pooltrack tiene un mantenimiento mínimo. Todas las piezas que utilizamos tienen una vida útil relativamente larga y pueden intercambiarse fácilmente.

Seguro

Todos los componentes móviles están cubiertos por una placa de protección, todos los huecos y aperturas están dentro de las directrices de la norma EN13451-1 para el diseño de equipos para piscinas. Pooltrack funciona con una corriente segura de bajo voltaje. Pooltrack está diseñado y desarrollado por una empresa certificada ISO 9001.

EWAC Medical está certificado por el registro de calidad Lloyd's de acuerdo a ISO9001.

EWAC Medical
Galileistraat 20
1704 SE Heerhugowaard
Holanda

EWAC
MEDICAL
We get you moving

+31 226 313 457
medical@ewac.nl
www.ewacmedical.com